



北京博镁基业科学仪器技术有限公司



400-880-5003



www.ertaree.com



ertaree@ertaree.com



北京市大兴区兴华大街兴创大厦康颐园B栋2-4-101室



公司官网



微信公众号

玻璃标准口仪器手册

Laboratory Glassware

目录 Contents

接头・冷凝 ■

90° 抽气接头 (四氟节门塞)	01
90° 抽气接头 (具玻璃节门)	01
三通接头 (玻璃节门)	01
三通接头 (四氟节门)	02
液体或气体转移接头	02
直型抽气接头 (玻璃节门)	02
直型抽气接头 (四氟节门)	03
90° 抽气接头 (外磨口)	03
抽滤接头	03
连接接头	04
标准磨口与球磨互换接头	04
B型接头	04
105° 弯头	05
液体倒出接头	05
可调式温度计接头	05
具小咀接口可调式温度计接头	05
直型抽气接头	06
省空间抽气接头	06
抽气接头, 双小咀接口	06
75° 蒸馏头	06
气体或液体输入接头	07
防溅球	07
具磨口冷阱 (分体式设计)	07
一体式冷阱	08
防倒吸油泡器	08
分水蒸馏接收管	08
真空接收管	09
溶剂蒸馏头 (出口带磨口)	09
溶剂蒸馏头 (出口不带磨口)	09
垂刺分馏柱	10

球

球型冷凝器.....	10
蛇型冷凝器.....	11
格式蛇型冷凝器.....	11

瓶类

具磨口三角瓶.....	12
具塞三角瓶.....	12
广口三角瓶.....	12
螺纹口两口球瓶.....	13
厚壁斜两口瓶.....	13
单颈圆底球瓶.....	14
斜三口球瓶.....	15
直四口圆底球瓶.....	16
厚壁耐压瓶.....	17
层析用溶剂存储瓶.....	17
反应瓶.....	18
反应管.....	18
三口圆底烧瓶（四氟节门）.....	18
直三口球瓶.....	19
双层夹套反应瓶.....	19
四口夹套反应瓶.....	20
溶剂存储瓶（SCHLENK）.....	20
厚壁茄型瓶.....	21
上嘴抽滤瓶.....	21
溶剂存储瓶.....	22

过滤·分离

具小孔玻璃滤板漏斗.....	23
布什漏斗.....	23
夹套玻板抽滤漏斗.....	23
磨口砂芯布什漏斗.....	24

具玻璃板布作

具玻璃板布什漏斗.....	24
带上磨口的减压层析柱.....	25
带上磨口的减压层析柱.....	25
具四氟节门层析柱.....	26
闪式层析柱.....	27
具砂板闪式层析柱.....	28
具砂板四氟节门层析柱.....	29
可拆卸酸碱通用锥分漏斗.....	29
具砂板存储球闪式层析柱.....	30
三角玻璃漏斗(长颈).....	30
螺口三角瓶(溶剂过滤器).....	31
大型螺口试剂瓶(溶剂过滤器).....	31
三角玻璃漏斗(短颈).....	31

通用 ■

玻璃培养皿.....	32
定量培养皿.....	32
低型厚壁烧杯.....	32
低型带盖烧杯.....	33



90° 抽气接头（四氟节门塞）

带 90° 小咀的四氟节门塞的接头；小咀外径为 8mm，节门孔径为 2mm。

货号	磨口
E-A381420	14/20
E-A381922	19/22
E-A382440	24/40
E-A382942	29/42
配件：	
E-S181125	可替换的 2mm 四氟节门塞



90° 抽气接头（具玻璃节门）

用于控制进入反应体系气体或液体的流量；玻璃节门孔径为2mm，小咀外径为 8mm。

货号	磨口节门 (mm)
E-A751420	14/202
E-A751922	19/222
E-A752440	24/402
E-A752942	29/422
配件：	
E-S461230	可替换的 1:10 玻璃节门塞，2mm 孔径
E-S691230	不锈钢弹簧卡子



三通接头（玻璃节门）

用于气体或液体的流向控制，带2mmT型三通的玻璃节门。

货号	磨口 节门塞
E-A681420G	14/20玻璃
E-A681922G	19/22玻璃
E-A682440G	24/40玻璃
E-A682942G	29/42玻璃
A68G 系列配件：	
E-S510217	T 型孔玻璃塞，2mm 孔径
E-S691230	不锈钢弹簧及卡子





三通接头（四氟节门）

用于气体或液体的流向控制，带2mmT型三通的四氟节门。

货号	磨口 节门塞
E-A681420	14/20四氟
E-A681922	19/22四氟
E-A682440	24/40四氟
E-A682942	29/42四氟
A68 系列配件:	
E-S201530	可替换的 2mm 具四氟 T 型节门

直型抽气接头（四氟节门）

用于控制进入反应体系气体或液体的流量，四氟节门的孔径为 2mm，上部为外径 8mm 小咀。

货号	磨口节门 (mm)	货号	磨口节门 (mm)
E-A701420	14/202	E-A702440	24/402
E-A701922	19/222	E-A702942	29/422
配件:			
E-S181125	可替换的 2mm 四氟节门塞		



液体或气体转移接头

液体或气体转移接头具 2mm 四氟节门

货号	下磨口	货号	下磨口
E-A121420	14/20	E-A122440	24/40
E-A121922	19/22	E-A122942	29/42
配件:			
E-S181125	可替换的 2mm 四氟节门塞		

90° 抽气接头(外磨口)

下部为哨

货号	磨口	小咀外径 (mm)
E-A921420	14/20	8
E-A921922	19/22	8
E-A922440	24/40	10
E-A922942	29/42	10



直型抽气接头（玻璃节门）


用于控制进入反应体系气体或液体的流量，可互换玻璃节门孔径为2mm, 上面为外径8mm的小咀。

货号	磨口节门 (mm)	货号	磨口节门 (mm)
E-A611420	14/202	E-A612440	24/402
E-A611922	19/222	E-A612942	29/422
配件:			
E-S461230	可替换的 1:10 玻璃节门, 2mm 孔径		
E-S691230	不锈钢弹簧及卡子		

抽滤接头

用于真空抽滤，上口可垫一个 P10 系列的橡胶圈，之上放置一个漏斗，如 F60 系列。右侧小咀处抽真空，下口接液体接收瓶。

货号	磨口	小咀外径 (mm)
E-A431420	14/20	8
E-A431922	19/22	8
E-A432440	24/40	10
E-A432942	29/42	20





连接接头

用来增加装置的长度，也可以用作气体冷凝装置。上端为标准内磨口， 下端为标准外磨口。



货号	磨口	磨口之间的长度（mm）
E-A801030	14/20	30
E-A801090	14/20	90
E-A809030	19/22	30
E-A809100	19/22	55
E-A809090	19/22	90
E-A804030	24/40	30
E-A804070	24/40	70
E-A804120	24/40	120
E-A804175	24/40	175
E-A801070	14/20	70
E-A809070	19/22	70

标准磨口与球磨互换接头

上端为标准内磨口，下端为球磨口。



货号	上磨口	下磨口
E-A671435	14/20	35/20
E-A671935	19/22	35/20
E-A672435	24/40	35/20
E-A672935	29/42	35/20

B型接头

从下向上看，小口变大口。



货号	上磨口	下磨口	货号	上磨口	下磨口
E-A251914	19/22	14/20	E-A252924	29/42	24/40
E-A252410	24/40	10/30	E-A253424	34/45	24/40
E-A252414	24/40	14/20	E-A254024	40/50	24/40
E-A252419	24/40	19/22	E-A254524	45/50	24/40
E-A252914	29/42	14/20	E-A254529	45/50	29/42
E-A252919	29/42	19/22	E-A255524	55/50	24/40

105° 弯头

清洗旋蒸用， 将弯头内加入清洗液乙醇或丙酮， 一端与旋蒸轴连接， 一端用手指堵住， 当真空度达到一定程度后， 松开手指， 清洗液就会随负压冲入旋蒸内部， 达到清洗的效果。



货号	E-A412440	磨口	24/40
----	-----------	----	-------

液体倒出接头

货号	磨口	货号	磨口
E-A221420	14/20	E-A222440	24/40
E-A221922	19/22	E-A222942	29/42



可调式温度计接头

该产品可与外径为5.0-7.5mm的温度计配用。上面为空心尼龙帽和O型橡胶圈，以确保其与温度计的密封性。通过对尼龙套的调节，可随意调整温度计水银球的位置。

货号	磨口
E-A521420	14/20
E-A521922	19/22
E-A522440	24/40
E-A522942	29/42
配件:	
E-RC009	具孔盖，13mm
E-R107	O 型圈 #107



具小咀接口可调式温度计接头

右侧小咀可用于通入惰性气体或抽真空

货号	磨口
E-A531420	14/20
E-A531922	19/22
E-A532440	24/40
E-A532942	29/42
配件:	
E-RC009	具孔盖，13mm
E-R107	O 型圈 #107





直型抽气接头

顶部带抽气或导气小咀的外磨口接头。

货号	磨口	小咀外径 (mm)	货号	磨口	小咀外径 (mm)
E-A301420	14/20	8	E-A302440	24/40	10
E-A301922	19/22	8	E-A302942	29/42	10



省空间抽气接头

货号	磨口	小咀外径 (mm)	货号	磨口	小咀外径 (mm)
E-A291420	14/20	8	E-A292440	24/40	10
E-A291922	19/22	8	E-A292942	29/42	10



抽气接头，双小咀接口

顶部 180° 方向带两个方向相反的小咀。多用于氮气保护，可连接一个鼓泡器。

货号	磨口	小咀外径 (mm)
E-A341420	14/20	8
E-A341922	19/22	8
E-A342440	24/40	10
E-A342942	29/42	10



75° 蒸馏头

货号	上磨口	下磨口	侧磨口
E-A351924	19/22	24/40	24/40
E-A351929	19/22	29/42	29/42
E-A351429	14/20	29/42	29/42
E-A351029	10/18	29/42	29/42

气体或液体输入接头

用于导入（出）气体或液体。

货号	磨口	小咀外径 (mm)	长度
E-A314075	24/40	10	75
E-A314250	24/40	10	250

防溅球

在旋蒸仪与球瓶之间连接，起到防污染，防暴沸的目的，本品出厂前逐一检验同心度。

货号	上磨口	下磨口	容量 (mL)
E-A282414	24/40	14/20	100
E-A282419	24/40	19/22	100
E-A282424	24/40	24/40	100
E-A282924	29/42	24/40	100
E-A282929	29/42	29/42	100
E-A284250	24/40	24/40	250
E-A281250	24/40	14/20	250
E-A289250	24/40	19/22	250
E-A288251	29/42	14/20	250
E-A288259	29/42	19/22	250
E-A288250	29/42	29/42	250
E-A282914	29/42	14/20	100
E-A282919	29/42	19/22	100
E-A282924	29/42	24/40	100
E-A282250	29/42	24/40	250
E-A282929	29/42	29/42	100
E-A288250	29/42	29/42	250

具磨口冷阱(分体式设计)

分体式设计，可以使导气管与主管体分开以便于清洗，导气管口处为锯齿形小咀。导气管最粗管外径为16mm，最细管外径为13mm。小咀外径均为10mm，与双排管真空分配器的小咀外径一致，从而方便连接。

货号	磨口	外径 (mm)	磨口下部 长度 (mm)	内管外径 (mm)
E-V163024	24/40	30	200	10
E-V163229	29/42	32	200	10
E-V164034	34/45	40	225	16
E-V164050	40/50	45	250	16
E-V165045	45/50	50	250	22
E-V165050	50/50	55	275	26
E-V165550	55/50	60	300	30





一体式冷阱

货号	外径 (mm)	长度 (mm)	内管外径 (mm)
E-V233020	30	200	10
E-V233220	32	200	10
E-V234022	40	225	16
E-V234525	45	250	16
E-V235025	50	250	22
E-V235527	55	275	26
E-V235535	55	350	26
E-V236030	60	300	30



防倒吸油泡器

在管底部充入硅油等惰性液体，用以显示气体流速。具有防倒吸功能，当内部为负压时，防止液体倒吸到反应装置里。

货号	外径 (mm)	总高度 × 宽度 (mm)
E-B257040D	32	220×92



分水蒸馏接收管

用于分离反应体系或蒸馏体系中的水，带 2mm 孔径的四氟节门。

货号	容量 (mL)	磨口	高度× 宽度 (mm)
E-D451414	5	14/20	195×120
E-D451919	5	19/22	205×120
E-D451410	10	14/20	250×120
E-D451910	10	19/22	250×120
E-D452410	10	24/40	275×120
E-D452424	20	24/40	300×105
E-D452910	10	29/42	275×72
E-D452920	20	29/42	290×72
配件：			
E-S181125	2mm 具四氟节门		

真空接收管

在减压蒸馏时，用于液体导流。

货号	上磨口	小咀外径 (mm)
E-A621420	14/20	8
E-A621922	19/22	8
E-A622440	24/40	10
E-A622942	29/42	10



溶剂蒸馏头（出口带磨口）

货号	容量 (mL)	上磨口	下磨口
E-S244504	500	24/40	24/40
E-S244004	1000	24/40	24/40
E-S244509	1000	24/40	29/40
配件：			
E-S181530	4mm 四氟节门		
E-S201530	2mm “T” 型四氟节门		



溶剂蒸馏头（出口不带磨口）


货号	容量 (mL)	上磨口	下磨口
E-S234504	500	24/40	24/40
E-S234004	1000	24/40	24/40
E-S234009	1000	24/40	29/42
配件：			
E-S181530	4mm 四氟节门塞		
E-S201530	2mm “T” 型四氟节门塞		





垂刺分馏柱

货号	垂刺长度	上磨口	下磨口
E-C101075	75	14/20	14/20
E-C101100	100	14/20	14/20
E-C109100	100	19/22	19/22
E-C101420	120	14/20	14/20
E-C101922	120	19/22	19/22
E-C102441	120	24/40	24/40
E-C109130	130	19/22	19/22
E-C104150	150	24/40	24/40
E-C109200	200	19/22	19/22
E-C102442	200	24/40	24/40
E-C102443	300	24/40	24/40
E-C108300	300	29/42	29/42
E-C108400	400	29/42	29/42



球型冷凝器

球形部分为模具机制，起到均匀有效冷却的作用。

货号	冷凝部分长度 (mm)	磨口	连接小咀外径 (mm)
E-C251120	120	14/20	8
E-C250200	200	14/20	8
E-C259200	200	19/22	8
E-C259300	300	19/22	8
E-C251200	200	24/40	10
E-C254300	300	24/40	10
E-C254400	400	24/40	10
E-C255200	200	29/42	10
E-C255250	250	29/42	10
E-C255300	300	29/42	10
E-C255400	400	29/42	10
E-C255500	500	29/42	10

蛇型冷凝器

蛇形部分为机制，以确保均匀度。

货号	冷凝部分长度 (mm)	磨口	小咀外径 (mm)
E-C121100	100	14/20	8
E-C121120	120	14/20	8
E-C129150	150	19/22	8
E-C121200	200	14/20	8
E-C129200	200	19/22	8
E-C124200	200	24/40	10
E-C129300	300	19/22	8
E-C124300	300	24/40	10
E-C124400	400	24/40	10
E-C128300	300	29/42	10
E-C128400	400	29/42	10



格式蛇型冷凝器

蛇型管内部是需冷凝的气体，外部为冷凝水。

货号	冷凝部分 长度 (mm)	磨口	小咀外径 (mm)
E-C141120	120	14/20	8
E-C149120	120	19/20	8
E-C141200	200	14/20	8
E-C149200	200	19/22	8
E-C144200	200	24/40	8
E-C149250	250	19/22	8
E-C144250	250	24/40	10
E-C149300	300	19/22	8
E-C144300	300	24/40	10
E-C149400	400	19/22	8
E-C144400	400	24/40	10
E-C144500	500	24/40	10





具磨口三角瓶

所有型号三角瓶均用玻璃管手工吹制，以确保壁厚一致且瓶壁较厚。

货号	容量 (mL)	磨口	货号	容量 (mL)	磨口
E-F661405	5	14/20	E-F669125	125	19/22
E-F661410	10	14/20	E-F664125	125	24/40
E-F661910	10	19/22	E-F662125	125	29/42
E-F661425	25	14/20	E-F664250	250	24/40
E-F661925	25	19/22	E-F669250	250	29/42
E-F661450	50	14/20	E-F664500	500	24/40
E-F661950	50	19/22	E-F669500	500	29/42
E-F662450	50	24/40	E-F664000	1000	24/40
E-F662950	50	29/42	E-F668000	1000	29/42
E-F661125	125	14/20			



具塞三角瓶

所有型号三角瓶均用玻璃管手工吹制，以确保壁厚一致且瓶壁较厚。

货号	容量 (mL)	磨口
E-E665100	100	24/29
E-E665150	150	24/29
E-E670250	250	29/32
E-E670500	500	29/32
E-E669000	1000	29/32



广口三角瓶

广口三角瓶瓶身采用3.3高硼硅材质，耐高温，瓶壁加厚设计，底部平滑，壁厚均匀。

货号	容量 (mL)	材质	颜色
E1118050	50	Boro 3.3	透明
E1118100	100	Boro 3.3	透明
E1118250	250	Boro 3.3	透明
E1118500	500	Boro 3.3	透明
E111801L	1000	Boro 3.3	透明
E111802L	2000	Boro 3.3	透明





螺纹口两口球瓶

侧口可用于插外径在 5mm-7.5mm 之间的温度计或导气管。空心尼龙帽里配有 0 型橡胶圈，可增加密封性。球体均用玻璃管手工吹制。

货号	容量 (mL)	磨口
E-F141425	25	14/20
E-F141450	50	14/20
E-F141950	50	19/22
E-F141100	100	14/20
E-F149100	100	19/22
E-F144100	100	24/40
E-F144250	250	24/40
E-F149250	250	19/22
E-F144500	500	24/40
配件:		
E-RC009	具孔盖, 13mm	
E-R107	O 型圈 #107	

厚壁斜两口瓶

圆底带磨口瓶，厚壁设计，球体均用玻璃管手工吹制。

货号	容量 (mL)	主口	侧口	货号	容量 (mL)	主口
E-F411110	10	14/20	14/20	E-F419509	500	19/22
E-F411125	25	14/20	14/20	E-F414501	500	24/40
E-F411925	25	19/22	14/20	E-F414509	500	24/40
E-F419925	25	19/22	19/22	E-F414504	500	24/40
E-F411150	50	14/20	14/20	E-F415901	500	29/42
E-F411950	50	19/22	14/20	E-F415501	500	29/42
E-F419950	50	19/22	19/22	E-F415502	500	29/42
E-F414150	50	24/40	14/20	E-F415503	500	34/45
E-F414950	50	24/40	19/22	E-F415504	500	34/45
E-F414450	50	24/40	24/40	E-F415505	500	45/50
E-F411100	100	14/20	14/20	E-F415506	500	45/50
E-F411900	100	19/22	14/20	E-F41611L	1000	24/40
E-F419900	100	19/22	19/22	E-F41621L	1000	24/40
E-F414100	100	24/40	14/20	E-F419901	1000	19/22
E-F419100	100	24/40	19/22	E-F41241L	1000	24/40
E-F414400	100	24/40	24/40	E-F41691L	1000	29/42
E-F411250	250	14/20	14/20	E-F41631L	1000	29/42
E-F410250	250	19/22	14/20	E-F41641L	1000	29/42
E-F419250	250	19/22	19/22	E-F41651L	1000	34/45
E-F414251	250	24/40	14/20	E-F41661L	1000	34/45
E-F414259	250	24/40	19/22	E-F41671L	1000	45/50
E-F414250	250	24/40	24/40	E-F41681L	1000	45/50
E-F419501	500	19/22	14/20	E-F41992L	2000	19/22
E-F41492L	2000	24/40	19/22	E-F41833L	3000	34/45

厚壁斜两口瓶 (货号接上页)

货号	容量 (mL)	主口	侧口	货号	容量 (mL)	主口
E-F41242L	2000	24/40	24/40	E-F41843L	3000	34/45
E-F41892L	2000	29/42	19/22	E-F41853L	3000	45/50
E-F41712L	2000	29/42	24/40	E-F41863L	3000	45/50
E-F41722L	2000	29/42	29/42	E-F41915L	5000	29/42
E-F41732L	2000	34/45	24/40	E-F41925L	5000	29/42
E-F41742L	2000	34/45	29/42	E-F41935L	5000	34/45
E-F41752L	2000	45/50	24/40	E-F41945L	5000	34/45
E-F41762L	2000	45/50	29/42	E-F41955L	5000	45/50
E-F41813L	3000	29/42	24/40	E-F41965L	5000	45/50
E-F41823L	3000	29/42	29/42			

单颈圆底球瓶

厚壁设计，所有型号的瓶子都用玻璃管手工吹制而成，所以球壁厚度厚，且壁厚均匀，其结果是本产品坚固耐用，热传导好，清洗时不易破裂。

货号	容量 (mL)	磨口	货号	容量 (mL)	磨口
E-F301405	5	14/20	E-F308300	300	29/42
E-F301905	5	19/22	E-F301500	500	14/20
E-F301410	10	14/20	E-F309500	500	19/22
E-F301910	10	19/22	E-F304500	500	24/40
E-F301425	25	14/20	E-F308500	500	29/42
E-F301925	25	19/22	E-F303450	500	34/45
E-F302425	25	24/40	E-F304550	500	45/50
E-F301450	50	14/20	E-F305550	500	55/50
E-F301950	50	19/22	E-F30191L	1000	19/22
E-F302450	50	24/40	E-F304000	1000	24/40
E-F301475	75	14/20	E-F30291L	1000	29/42
E-F301975	75	19/22	E-F30341L	1000	34/45
E-F302475	75	24/40	E-F30451L	1000	45/50
E-F302975	75	29/42	E-F30551L	1000	55/50
E-F301100	100	14/20	E-F30242L	2000	24/40
E-F309100	100	19/22	E-F30292L	2000	29/42
E-F304100	100	24/40	E-F30342L	2000	34/45
E-F308100	100	29/42	E-F30452L	2000	45/50
E-F304125	125	24/40	E-F30552L	2000	55/50
E-F301200	200	14/20	E-F30243L	3000	24/40
E-F309200	200	19/22	E-F30293L	3000	29/42
E-F304200	200	24/40	E-F30343L	3000	34/45
E-F301250	250	14/20	E-F30453L	3000	45/50
E-F309250	250	19/22	E-F30553L	3000	55/50
E-F304250	250	24/40	E-F30245L	5000	24/40
E-F308250	250	29/42	E-F30295L	5000	29/42
E-F309300	300	19/22	E-F30345L	5000	34/45
E-F304300	300	24/40	E-F30455L	5000	45/50
E-F301300	300	14/20	E-F30555L	5000	55/50



斜三口球瓶

厚壁设计，球体均用玻璃管手工模具吹制。



货号	容量 (mL)	主口	侧口	货号	容量 (mL)	主口	侧口
E-F431110	10	14/20	14/20	E-F434529	500	45/50	29/42
E-F431125	25	14/20	14/20	E-F43411L	1000	24/40	14/20
E-F439125	25	19/22	14/20	E-F43491L	1000	24/40	19/22
E-F439925	25	19/22	19/22	E-F43401L	1000	24/40	24/40
E-F431150	50	14/20	14/20	E-F43841L	1000	29/42	24/40
E-F439150	50	19/22	14/20	E-F43291L	1000	29/42	29/42
E-F439950	50	19/22	19/22	E-F431034	1000	34/45	24/40
E-F434150	50	24/40	14/20	E-F43381L	1000	34/45	29/42
E-F434950	50	24/40	19/22	E-F431045	1000	45/50	24/40
E-F434450	50	24/40	24/40	E-F43581L	1000	45/50	29/42
E-F431100	100	14/20	14/20	E-F43242L	2000	24/40	24/40
E-F439100	100	19/22	14/20	E-F43842L	2000	29/42	24/40
E-F439900	100	19/22	19/22	E-F43292L	2000	29/42	29/42
E-F434100	100	24/40	14/20	E-F43342L	2000	34/45	24/40
E-F434900	100	24/40	19/22	E-F43382L	2000	34/45	29/42
E-F434400	100	24/40	24/40	E-F43542L	2000	45/50	24/40
E-F431250	250	14/20	14/20	E-F43243L	3000	24/40	24/40
E-F430250	250	19/22	14/20	E-F43843L	3000	29/42	24/40
E-F439250	250	19/22	19/22	E-F43293L	3000	29/42	29/42
E-F432250	250	24/40	19/22	E-F43343L	3000	34/45	24/40
E-F434250	250	24/40	24/40	E-F43383L	3000	34/45	29/42
E-F431500	500	14/20	14/20	E-F43543L	3000	45/50	24/40
E-F439500	500	19/22	19/22	E-F43583L	3000	45/50	29/42
E-F432500	500	19/22	14/20	E-F43245L	5000	24/40	24/40
E-F430500	500	24/40	19/22	E-F43845L	5000	29/42	24/40
E-F434500	500	24/40	24/40	E-F43295L	5000	29/42	29/42
E-F436500	500	29/42	24/40	E-F43345L	5000	34/45	24/40
E-F438500	500	29/42	29/42	E-F43385L	5000	34/45	29/42
E-F433424	500	34/45	24/40	E-F43545L	5000	45/50	24/40
E-F433429	500	34/45	29/42	E-F43585L	5000	45/50	29/42
E-F434524	500	45/50	24/40				

直四口圆底球瓶

厚壁设计，球体均用玻璃管手工模具吹制。

货号	容量 (mL)	主口	侧口	前口
E-F2110011	100	14/20	14/20	14/20
E-F219140	100	19/22	14/20	14/20
E-F2140011	100	24/40	14/20	14/20
E-F2141901	100	24/40	19/22	14/20
E-F214190	100	24/40	19/22	19/22
E-F219250	250	19/22	14/20	14/20
E-F2192591	250	19/22	19/22	14/20
E-F2192599	250	19/22	19/22	19/22
E-F214259	250	24/40	19/22	19/22
E-F2142591	250	24/40	19/22	14/20
E-F2142541	250	24/40	24/40	14/20
E-F214250	250	24/40	24/40	24/40
E-F219500	500	19/22	14/20	14/20
E-F2195091	500	19/22	19/22	14/20
E-F2195099	500	19/22	19/22	19/22
E-F2145911	500	24/40	19/22	14/20
E-F214591	500	24/40	19/22	19/22
E-F2145041	500	24/40	24/40	14/20
E-F2145049	500	24/40	24/40	19/22
E-F214500	500	24/40	24/40	24/40
E-F212500	500	29/42	24/40	24/40
E-F218500	500	29/42	29/42	29/42
E-F213500	500	34/45	24/40	24/40
E-F215500	500	45/50	24/40	24/40
E-F2191L91	1000	19/22	19/22	14/20
E-F2191L99	1000	19/22	19/22	19/22
E-F2140911	1000	24/40	19/22	14/20
E-F214091	1000	24/40	19/22	19/22
E-F2141L41	1000	24/40	24/40	14/20
E-F2141L49	1000	24/40	24/40	19/22
E-F214000	1000	24/40	24/40	24/40
E-F2181L41	1000	29/42	24/40	14/20
E-F21841L	1000	29/42	24/40	24/40
E-F21291L	1000	29/42	29/42	29/42
E-F21341L	1000	34/45	24/40	24/40
E-F21381L	1000	34/45	29/42	29/42
E-F21541L	1000	45/50	24/40	24/40
E-F21581L	1000	45/50	29/42	29/42
E-F21294L1	2000	24/40	19/22	14/20
E-F2142L99	2000	24/40	19/22	19/22
E-F2142L41	2000	24/40	24/40	14/20
E-F2142L49	2000	24/40	24/40	19/22
E-F21242L	2000	24/40	24/40	24/40



E-F2182L41	2000	29/42	24/40	14/20
E-F2182L49	2000	29/42	24/40	19/22
E-F21842L	2000	29/42	24/40	24/40
E-F21292L	2000	29/42	29/42	29/42
E-F21342L	2000	34/45	24/40	24/40
E-F21382L	2000	34/45	29/42	29/42
E-F21542L	2000	45/50	24/40	24/40
E-F21582L	2000	45/50	29/42	29/42
E-F21552L	2000	55/50	24/40	24/40
E-F21562L	2000	55/50	29/42	29/42
E-F2143L41	3000	24/40	24/40	14/20
E-F2143L49	3000	24/40	24/40	19/22
E-F2183L41	3000	29/42	24/40	14/20
E-F2183L49	3000	29/42	24/40	19/22
E-F2183L44	3000	29/42	24/40	24/40
E-F2133L41	3000	34/45	24/40	14/20
E-F2133L49	3000	34/45	24/40	19/22
E-F2133L81	3000	34/45	29/42	14/20
E-F2133L89	3000	34/45	29/42	19/22
E-F21543L	3000	45/50	24/40	24/40
E-F21583L	3000	45/50	29/42	29/42
E-F21845L	5000	29/42	24/40	24/40
E-F2185L84	5000	29/42	29/42	24/40
E-F2135L41	5000	34/45	24/40	14/20
E-F2135L49	5000	34/45	24/40	19/22
E-F2145L41	5000	40/50	24/40	14/20
E-F2145L49	5000	40/50	24/40	19/22
E-F2145L44	5000	40/50	24/40	24/40
E-F21545L	5000	45/50	24/40	24/40
E-F21585L	5000	45/50	29/42	29/42



厚壁耐压瓶

厚壁圆柱形耐压瓶为内部螺纹口，并配有15mm（外径）四氟螺纹密封帽，在出厂时经逐个压力测试，可承受压力为6个大气压。螺纹帽顶部配有O型橡胶圈，该瓶可用于加压反应。



货号	容量 (mL)	瓶身外径 × 螺纹口以下长度	螺纹口
E-P170001	75	46×90	15
E-P170002	75	46×90	25
E-P170003	150	60×100	15
E-P170004	150	60×100	25
E-P170005	350	80×115	15
E-P170006	350	80×115	25
E-P170100	100	46×110	15
E-P172100	100	46×110	25
配件：			
E-R110	用于 #15 内螺纹口塞		
E-B100015	15mm 四氟螺纹密封帽		
E-R212	用于 #25 内螺纹口塞		
E-B100025	25mm 四氟螺纹密封帽		

层析用溶剂存储瓶

与层析柱配套使用，在色谱分离时，起存储洗脱液的作用，这样可以减少加洗脱液的频率。



货号	磨口	容量 (mL)
E-C189100	19/22	100
E-C181902	19/22	250
E-C181903	19/22	500
E-C181904	19/22	1000
E-C184100	24/40	100
E-C182402	24/40	250
E-C182403	24/40	500
E-C182404	24/40	1000
E-C195100	35/20	100
E-C193502	35/20	250
E-C193503	35/20	500
E-C193504	35/20	1000
以下配件需另行选购：		
E-CS001922	19/22 塑料磨口夹	
E-CS002440	24/40 磨口塑料夹	
E-CC3525	球磨球碗夹，35/20、35/25 球磨口	

反应瓶

用于无水无氧反应

货号	容量 (mL)	磨口	全包高真空阀门	货号	容量 (mL)	磨口	全包高真空阀门
E-F541050	50	14/20	0-4mm	E-F549250	250	19/22	0-4mm
E-F541950	50	19/22	0-4mm	E-F544250	250	24/40	0-4mm
E-F541100	100	14/20	0-4mm	E-F544500	500	24/40	0-4mm
E-F549100	100	19/22	0-4mm	E-F54241L	1000	24/40	0-4mm
E-F544100	100	24/40	0-4mm	E-F54242L	2000	24/40	0-4mm
E-F541250	250	14/20	0-4mm	E-F54292L	2000	29/42	0-4mm
配件：							
E-S600004T	0-4mm 四氟保护的高真空阀（四氟全包）						



反应管

带高真空节门的溶剂反应管，可确保溶剂的密封性。高真空节门的特点： 四氟全包裹的四氟节门，防化学腐蚀。

货号	容量 (mL)	磨口	阀门
E-F561025	25	14/20	0-4mm
E-F561050	50	14/20	0-4mm
E-F561100	100	14/20	0-4mm
E-F564100	100	24/40	0-4mm
E-F564250	250	24/40	0-4mm
E-F564350	350	24/40	0-4mm
E-F568350	350	29/42	0-4mm
配件：			
E-S600004T	0-4mm四氟保护的高真空阀（四氟全包）		



三口圆底烧瓶（四氟节门）

主要用于多肽合成。

货号	容积 (mL)	中心磨口	侧边磨口
E-F424450	500	24/40	24/40
E-F428450	500	29/42	24/40
E-F42441L	1000	24/40	24/40
E-F42841L	1000	29/42	24/40
E-F42581L	1000	45/50	24/40
E-F42442L	2000	24/40	24/40
E-F42842L	2000	29/42	24/40
E-F42542L	2000	45/50	24/40
配件：			
E-S181530	4mm具四氟节门		





直三口球瓶

厚壁设计，球体均用玻璃管手工模具吹制。



货号	容量 (mL)	主口	侧口	货号	容量 (mL)	主口	侧口
E-F441150	50	14/20	14/20	E-F444524	500	45/50	24/40
E-F449150	50	19/22	14/20	E-F444529	500	45/50	29/42
E-F449950	50	19/22	19/22	E-F44411L	1000	24/40	14/20
E-F441100	100	14/20	14/20	E-F44491L	1000	24/40	19/22
E-F449100	100	19/22	14/20	E-F444000	1000	24/40	24/40
E-F449900	100	19/22	19/22	E-F44841L	1000	29/42	24/40
E-F444100	100	24/40	14/20	E-F44291L	1000	29/42	29/42
E-F444900	100	24/40	19/22	E-F44341L	1000	34/45	24/40
E-F444400	100	24/40	24/40	E-F44381L	1000	34/45	29/42
E-F441250	250	14/20	14/20	E-F44451L	1000	45/50	24/40
E-F440250	250	19/22	14/20	E-F44581L	1000	45/50	29/42
E-F449250	250	19/22	19/22	E-F44242L	2000	24/40	24/40
E-F442250	250	24/40	19/22	E-F44842L	2000	29/42	24/40
E-F444250	250	24/40	24/40	E-F44292L	2000	29/42	29/42
E-F44543L	3000	45/50	24/40	E-F441500	500	14/20	14/20
E-F44583L	3000	45/50	29/42	E-F442500	500	19/22	14/20
E-F44245L	5000	24/40	24/40	E-F449500	500	19/22	19/22
E-F44845L	5000	29/42	24/40	E-F440500	500	24/40	19/22
E-F44295L	5000	29/42	29/42	E-F444500	500	24/40	24/40
E-F44345L	5000	34/45	24/40	E-F446500	500	29/42	24/40
E-F44385L	5000	34/45	29/42	E-F448500	500	29/42	29/42
E-F44545L	5000	45/50	24/40	E-F443424	500	34/45	24/40
E-F44585L	5000	45/50	29/42	E-F443429	500	34/45	29/42
E-F44342L	2000	24/40	24/40	E-F44343L	3000	34/45	24/40
E-F44843L	3000	29/42	24/40	E-F44383L	3000	34/45	29/42
E-F44293L	3000	29/42	29/42				

双层夹套反应瓶

双层玻璃设计，内层放入反应溶媒可做搅拌反应，夹层可通上不同的冷热源（冷冻液，热水或热油）做循环加热或冷却反应。在设定恒温条件下，在密闭的玻璃反应器内，可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应，并能做反应溶液的回流与蒸馏，是现代精细化工厂，生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。



货号	容量 (mL)	口径 (NS)	类型
E1700025	25	24#*1+14#*2	三口
E1700050	50	24#*1+14#*2	三口
E1701100	100	24#*2+14#*1	三口
E1702250	250	24#*3	三口

四口夹套反应瓶

采用高硼硅玻璃制成，物理及化学性能稳定, 接口磨砂细腻密封性高

货号	容量 (mL)	口径 (NS)	类型
E1702100	100	24#*2+14#*2	四口
E1703100	100	24#*1+14#*3	四口
E1701250	250	24#*2+14#*2	四口
E1703250	250	24#*1+14#*3	四口
E1701500	500	24#*2+14#*2	四口
E170101L	1000	24#*2+14#*2	四口
E170102L	2000	24#*3+14#1	四口
E170103L	3000	24#*3+14#*1	四口
E170105L	5000	34#*1+24#*3	四口



溶剂存储瓶 (SCHLENK)

带高真空节门的溶剂存储瓶，可确保溶剂的密封性。高真空节门的特点： 四氟全包裹的四氟节门，防化学腐蚀。

货号	容量 (mL)	全包高真空节门	外径×长度 (mm)
E-F580010	10	0-4mm	22×55
E-F580810	10	0-8mm	19×65
E-F580020	20	0-4mm	22×110
E-F580820	20	0-8mm	19×130
E-F580025	25	0-4mm	26×110
E-F580825	25	0-8mm	26×110
E-F580050	50	0-4mm	28×140
E-F580850	50	0-8mm	28×140
E-F580100	100	0-4mm	40×140
E-F588100	100	0-8mm	40×140
E-F584250	250	0-4mm	60×140
E-F588250	250	0-8mm	60×140
E-F584350	350	0-4mm	70×140
E-F588350	350	0-8mm	70×140
配件：			
E-S600004T	0-4mm 四氟保护的高真空阀（四氟全包）		
E-S600008T	0-8mm 四氟保护的高真空阀（四氟全包）		





厚壁茄型瓶

厚壁设计，球体均用玻璃管手工吹制而成。

货号	容量 (mL)	磨口	货号	容量 (mL)	磨口
E-F311405	5	14/20	E-F319200	200	19/22
E-F311410	10	14/20	E-F314200	200	24/40
E-F311910	10	19/22	E-F318200	200	29/42
E-F311425	25	14/20	E-F311250	250	14/20
E-F311925	25	19/22	E-F319250	250	19/22
E-F312425	25	24/40	E-F314250	250	24/40
E-F311450	50	14/20	E-F318250	250	29/42
E-F311950	50	19/22	E-F314500	500	24/40
E-F312450	50	24/40	E-F318500	500	29/42
E-F311100	100	14/20	E-F314000	1000	24/40
E-F319100	100	19/22	E-F31291L	1000	29/42
E-F314100	100	24/40	E-F31242L	2000	24/40
E-F318100	100	29/42	E-F31292L	2000	29/42
E-F311200	200	14/20			

上嘴抽滤瓶

具上嘴（又称上支管，单嘴）过滤瓶，是在瓶颈下端（肩部）焊接有一个支管，是用来连接抽气泵或机械泵。瓶口是安放过滤漏斗（或砂芯柑锅），需要过滤的液体通过过滤漏斗，利用抽气泵造成压力差，抽滤到过滤瓶内。它适用于一次性小容量液体过滤用。

货号	容量 (mL)	材质	品牌
E1101250	250	Boro 3.3	ERTAREE®
E1101500	500	Boro 3.3	ERTAREE®
E110101L	1000	Boro 3.3	ERTAREE®
E110102L	2500	Boro 3.3	ERTAREE®
E110105L	5000	Boro 3.3	ERTAREE®
E110110L	10000	Boro 3.3	ERTAREE®
E110115L	15000	Boro 3.3	ERTAREE®
E110120L	20000	Boro 3.3	ERTAREE®

溶剂存储瓶

本产品采用高真空节门，高真空节门的特点：四氟全包裹的四氟节门，防化学腐蚀。选购注意事项：如需放入磁子使用，选购时请根据使用的磁子尺寸选购匹配型号，以免导致磁子无法放入，影响使用。

货号	容积 mL	高真空阀	货号	容积 mL	高真空阀
E-F490010	10	0-4mm	E-F490258	250	0-8mm
E-F490025	25	0-4mm	E-F490500	500	0-4mm
E-F490825	25	0-8mm	E-F490508	500	0-8mm
E-F490050	50	0-4mm	E-F49041L	1000	0-4mm
E-F490850	50	0-8mm	E-F49081L	1000	0-8mm
E-F498100	100	0-8mm	E-F49042L	2000	0-4mm
E-F490100	100	0-4mm	E-F49082L	2000	0-8mm
E-F490250	250	0-4mm			
配件：					
E-S600004T	0-4mm 四氟全包高真空阀				
E-S600008T	0-8mm 四氟全包高真空阀				



过滤类
分离类

具小孔玻璃滤板漏斗

货号	玻璃板尺寸 (mm)	容量 (mL)
E-F802015	20	15
E-F803230	32	30
E-F804260	42	60
E-F806150	60	150
E-F808350	75	350
E-F809600	85	600

布什漏斗

货号	容量 (mL)	外径 (mm)	砂板 孔隙度	货号	容量 (mL)	外径 (mm)	砂板 孔隙度
E-F601002X	2	10	G1	E-F606150F	150	60	G4
E-F601002C	2	10	G2	E-F608350X	350	80	G1
E-F601002M	2	10	G3	E-F608350C	350	80	G2
E-F601002F	2	10	G4	E-F608350M	350	80	G3
E-F601005C	5	10	G2	E-F608350F	350	80	G4
E-F602015X	15	20	G1	E-F609600X	600	90	G1
E-F602015C	15	20	G2	E-F609600C	600	90	G2
E-F602015M	15	20	G3	E-F609600M	600	90	G3
E-F602015F	15	20	G4	E-F609600F	600	90	G4
E-F603030X	30	30	G1	E-F601000X	1000	120	G1
E-F603030C	30	30	G2	E-F601000C	1000	120	G2
E-F603030M	30	30	G3	E-F601000M	1000	120	G3
E-F603030F	30	30	G4	E-F601000F	1000	120	G4
E-F604060X	60	40	G1	E-F602000X	2000	150	G1
E-F604060C	60	40	G2	E-F602000C	2000	150	G2
E-F604060M	60	40	G3	E-F602000M	2000	150	G3
E-F604060F	60	40	G4	E-F602000F	2000	150	G4
E-F605100C	100	50	G2	E-F605000X	5000	180	G1
E-F606150X	150	60	G1	E-F605000C	5000	180	G2
E-F606150C	150	60	G2	E-F605000M	5000	180	G3
E-F606150M	150	60	G3	E-F605000F	5000	180	G4

夹套玻板抽滤漏斗

具厚壁，采用自动化数控设备制作小孔细且分布均匀，配以滤纸使用，此款漏斗可以解决砂芯漏斗易污染的问题又可以避免陶瓷漏斗的盲区烦恼。规格齐全，壁厚均匀，采用优质高硼硅玻璃材质, 玻璃板激光打孔。

货号	容量 (mL)	磨口	孔径 (mm)
E-E091401	100	24/29	2
E-E091425	250	24/29	2
E-E091450	500	24/29	2





磨口砂芯布什漏斗

货号	容量 (mL)	磨口	砂板直径 (mm)	砂板 孔隙度	货号	容量 (mL)	磨口	砂板直径 (mm)	砂板 孔隙度
E-F362014C	15	14/20	20	G2	E-F365014F	100	14/20	50	G4
E-F362014M	15	14/20	20	G3	E-F365019M	100	19/22	50	G3
E-F362014F	15	14/20	20	G4	E-F365024C	100	24/40	50	G2
E-F362019C	15	19/22	20	G2	E-F365024M	100	24/40	50	G3
E-F362019M	15	19/22	20	G3	E-F365024F	100	24/40	50	G4
E-F362019F	15	19/22	20	G4	E-F366019C	150	19/22	60	G2
E-F362024C	15	24/40	20	G2	E-F366019M	150	19/22	60	G3
E-F362024M	15	24/40	20	G3	E-F366019F	150	19/22	60	G4
E-F362024F	15	24/40	20	G4	E-F366024C	150	24/40	60	G2
E-F363014C	30	14/20	30	G2	E-F366024M	150	24/40	60	G3
E-F363014M	30	14/20	30	G3	E-F366024F	150	24/40	60	G4
E-F363014F	30	14/20	30	G4	E-F366029C	150	29/42	60	G2
E-F363019C	30	19/22	30	G2	E-F366029M	150	29/42	60	G3
E-F363019M	30	19/22	30	G3	E-F366029F	150	29/42	60	G4
E-F363019F	30	19/22	30	G4	E-F368024C	350	24/40	80	G2
E-F363024C	30	24/40	30	G2	E-F368024M	350	24/40	80	G3
E-F363024M	30	24/40	30	G3	E-F368024F	350	24/40	80	G4
E-F363024F	30	24/40	30	G4	E-F368029C	350	29/42	80	G2
E-F364014C	60	14/20	40	G2	E-F368029M	350	29/42	80	G3
E-F364014M	60	14/20	40	G3	E-F368029F	350	29/42	80	G4
E-F364014F	60	14/20	40	G4	E-F369024C	600	24/40	90	G2
E-F364019C	60	19/22	40	G2	E-F369024M	600	24/40	90	G3
E-F364019M	60	19/22	40	G3	E-F369024F	600	24/40	90	G4
E-F364019F	60	19/22	40	G4	E-F369029C	600	29/42	90	G2
E-F364024C	60	24/40	40	G2	E-F369029M	600	29/42	90	G3
E-F364024M	60	24/40	40	G3	E-F369029F	600	29/42	90	G4
E-F364024F	60	24/40	40	G4					

具玻璃板布什漏斗

货号	容量 (mL)	磨口	玻璃板 直径 (mm)	货号	容量 (mL)	磨口	玻璃板 直径 (mm)
E-F962014	15	14/20	20	E-F964024	60	24/40	42
E-F962019	15	19/22	20	E-F966019	150	19/22	60
E-F962024	15	24/40	20	E-F966024	150	24/40	60
E-F963014	30	14/20	32	E-F966029	150	29/42	60
E-F963019	30	19/22	32	E-F968024	350	24/40	75
E-F963024	30	24/40	32	E-F968029	350	29/42	75
E-F964014	60	14/20	42	E-F969024	600	24/40	85
E-F964019	60	19/22	42	E-F969029	600	29/42	85

帶上磨口的减压层析柱

右端小咀采用于塑料可拆卸宝塔接头，用于抽真空。

货号	外径 (mm)	长度 (mm)	砂板
EN-F384020C	40	200	G2
EN-F384020M	40	200	G3
EN-F384030C	40	300	G2
EN-F384030M	40	300	G3
EN-F386020C	60	200	G2
EN-F386020M	60	200	G3
EN-F386030C	60	300	G2
EN-F386030M	60	300	G3
EN-F386040C	60	400	G2
EN-F386040M	60	400	G3
EN-F388520C	90	200	G2
EN-F388520M	90	200	G3
EN-F388530C	90	300	G2
EN-F388530M	90	300	G3
EN-F388540C	90	400	G2
EN-F388540M	90	400	G3

帶上磨口的减压层析柱

货号	外径 (mm)	长度 (mm)	砂板
E-F384020C	40	200	G2
E-F384020M	40	200	G3
E-F384030C	40	300	G2
E-F384030M	40	300	G3
E-F386020C	60	200	G2
E-F386020M	60	200	G3
E-F386030C	60	300	G2
E-F386030M	60	300	G3
E-F386040C	60	400	G2
E-F386040M	60	400	G3
E-F388520C	90	200	G2
E-F388520M	90	200	G3
E-F388530C	90	300	G2
E-F388530M	90	300	G3
E-F388540C	90	400	G2
E-F388540M	90	400	G3



具四氟节门层析柱

厚壁设计以提高加压时的安全性，每个层析柱标配一个四氟节门塞。

货号	外径 (mm)	内径 (mm)	有效长度 (mm)	节门 (mm)
E-C361320	13	10.0	203	2
E-C361330	13	10.0	305	2
E-C361340	13	10.0	406	2
E-C361720	17	13.4	203	2
E-C361725	17	13.4	254	2
E-C361730	17	13.4	305	2
E-C361740	17	13.4	457	2
E-C362620	26	20.0	203	2
E-C362625	26	20.0	254	2
E-C362630	26	20.0	305	2
E-C362640	26	20.0	457	2
E-C363220	32	26.0	203	2
E-C363225	32	26.0	254	2
E-C363230	32	26.0	305	2
E-C363240	32	26.0	457	2
E-C364620	46	40.0	203	2
E-C364625	46	40.0	254	2
E-C364630	46	40.0	305	2
E-C364640	46	40.0	457	2
E-C366020	60	53.0	203	4
E-C366025	60	53.0	254	4
E-C366030	60	53.0	305	4
E-C366040	60	53.0	457	4
E-C366060	60	53.0	610	4
E-C368020	80	73.0	203	4
E-C368025	80	73.0	254	4
E-C368030	80	73.0	305	4
E-C368040	80	73.0	457	4
E-C368060	80	73.0	610	4
配件：				
E-S181125	2mm 具四氟节门塞			
E-S181530	4mm 具四氟节门塞			

闪式层析柱


厚壁设计以提高加压时的安全性，每个层析柱标配一个四氟节门塞。

货号	外径 (mm)	内径 (mm)	壁厚 (mm)	有效长度 (mm)	磨口	节门 (mm)
E-C189171	17	13.4	1.8	203	19/22	2
E-C189172	17	13.4	1.8	254	19/22	2
E-C189173	17	13.4	1.8	305	19/22	2
E-C189261	26	20.0	3	203	19/22	2
E-C189262	26	20.0	3	254	19/22	2

闪式层析柱

货号接上页

货号	外径 (mm)	内径 (mm)	壁厚 (mm)	有效长度 (mm)	磨口	节门 (mm)
E-C189263	26	20.0	3	305	19/22	2
E-C189264	26	20.0	3	457	19/22	2
E-C189321	32	26.0	3	203	19/22	2
E-C189322	32	26.0	3	254	19/22	2
E-C189323	32	26.0	3	305	19/22	2
E-C189324	32	26.0	3	457	19/22	2
E-C189461	46	40.0	3	203	19/22	2
E-C189462	46	40.0	3	254	19/22	2
E-C189463	46	40.0	3	305	19/22	2
E-C189464	46	40.0	3	457	19/22	2
E-C184171	17	13.4	1.8	203	24/40	2
E-C184172	17	13.4	1.8	254	24/40	2
E-C184173	17	13.4	1.8	305	24/40	2
E-C184261	26	20.0	3	203	24/40	2
E-C184262	26	20.0	3	254	24/40	2
E-C184263	26	20.0	3	305	24/40	2
E-C184264	26	20.0	3	457	24/40	2
E-C184321	32	26.0	3	203	24/40	2
E-C184322	32	26.0	3	254	24/40	2
E-C184323	32	26.0	3	305	24/40	2
E-C184324	32	26.0	3	457	24/40	2
E-C184461	46	40.0	3	203	24/40	2
E-C184462	46	40.0	3	254	24/40	2
E-C184463	46	40.0	3	305	24/40	2
E-C184464	46	40.0	3	457	24/40	2
E-C184601	60	53.0	3.5	203	24/40	4
E-C184602	60	53.0	3.5	254	24/40	4
E-C184603	60	53.0	3.5	305	24/40	4
E-C184604	60	53.0	3.5	457	24/40	4
E-C184605	60	53.0	3.5	610	24/40	4
E-C184801	80	73.0	3.5	203	24/40	4
E-C184802	80	73.0	3.5	254	24/40	4
E-C184803	80	73.0	3.5	305	24/40	4
E-C184804	80	73.0	3.5	457	24/40	4
E-C184805	80	73.0	3.5	610	24/40	4
配件：						
E-S181125	2mm 具四氟节门塞					
E-S181530	4mm 具四氟节门塞					
以下配件需另行选购：						
E-CS001922	19/22 塑料磨口夹					
E-CS002440	24/40 塑料磨口夹					





具砂板闪式层析柱

厚壁设计以提高加压时的安全性，砂板下的死体积被控制到最小，以防止分离出的液体二次混合，每个层析柱标配一个四氟节门塞。

货号	外径 (mm)	内径 (mm)	壁厚 (mm)	有效长度 (mm)	磨口	节门 (mm)
E-C189171C	17	13.4	1.8	203	19/22	2
E-C189172C	17	13.4	1.8	254	19/22	2
E-C189173C	17	13.4	1.8	305	19/22	2
E-C189261C	26	20.0	3	203	19/22	2
E-C189262C	26	20.0	3	254	19/22	2
E-C189263C	26	20.0	3	305	19/22	2
E-C189264C	26	20.0	3	457	19/22	2
E-C189321C	32	26.0	3	203	19/22	2
E-C189322C	32	26.0	3	254	19/22	2
E-C189323C	32	26.0	3	305	19/22	2
E-C189324C	32	26.0	3	457	19/22	2
E-C189461C	46	40.0	3	203	19/22	2
E-C189462C	46	40.0	3	254	19/22	2
E-C189463C	46	40.0	3	305	19/22	2
E-C189464C	46	40.0	3	457	19/22	2
E-C184171C	17	13.4	1.8	203	24/40	2
E-C184172C	17	13.4	1.8	254	24/40	2
E-C184173C	17	13.4	1.8	305	24/40	2
E-C184261C	26	20.0	3	203	24/40	2
E-C184262C	26	20.0	3	254	24/40	2
E-C184263C	26	20.0	3	305	24/40	2
E-C184264C	26	20.0	3	457	24/40	2
E-C184321C	32	26.0	3	203	24/40	2
E-C184322C	32	26.0	3	254	24/40	2
E-C184323C	32	26.0	3	305	24/40	2
E-C184324C	32	26.0	3	457	24/40	2
E-C184461C	46	40.0	3	203	24/40	2
E-C184462C	46	40.0	3	254	24/40	2
E-C184463C	46	40.0	3	305	24/40	2
E-C184464C	46	40.0	3	457	24/40	2
E-C184601C	60	53.0	3.5	203	24/40	4
E-C184602C	60	53.0	3.5	254	24/40	4
E-C184603C	60	53.0	3.5	305	24/40	4
E-C184604C	60	53.0	3.5	457	24/40	4
E-C184605C	60	53.0	3.5	610	24/40	4
E-C184801C	80	73.0	3.5	203	24/40	4
E-C184802C	80	73.0	3.5	254	24/40	4
E-C184803C	80	73.0	3.5	305	24/40	4
E-C184804C	80	73.0	3.5	457	24/40	4
E-C184805C	80	73.0	3.5	610	24/40	4
配件:						
E-S181125	2mm 具四氟节门塞					
E-S181530	4mm 具四氟节门塞					

以下配件需另行选购:

E-CS001922	19/22 塑料磨口夹
E-CS002440	24/40 塑料磨口夹

具砂板四氟节门层析柱

厚壁设计以提高加压时的安全性，每个层析柱标配一个四氟节门塞。

货号	外径 (mm)	内径 (mm)	有效长度 (mm)	节门 (mm)
E-C361720C	17	13.4	203	2
E-C361725C	17	13.4	254	2
E-C361730C	17	13.4	305	2
E-C361740C	17	13.4	457	2
E-C362620C	26	20.0	203	2
E-C362625C	26	20.0	254	2
E-C362630C	26	20.0	305	2
E-C362640C	26	20.0	457	2
E-C363220C	32	26.0	203	2
E-C363225C	32	26.0	254	2
E-C363230C	32	26.0	305	2
E-C363240C	32	26.0	457	2
E-C364620C	46	40.0	203	2
E-C364625C	46	40.0	254	2
E-C364630C	46	40.0	305	2
E-C364640C	46	40.0	457	2
E-C366020C	60	53.0	203	4
E-C366025C	60	53.0	254	4
E-C366030C	60	53.0	305	4
E-C366040C	60	53.0	457	4
E-C366060C	60	53.0	610	4
E-C368020C	80	73.0	203	4
E-C368025C	80	73.0	254	4
E-C368030C	80	73.0	305	4
E-C368040C	80	73.0	457	4
E-C368060C	80	73.0	610	4
E-S181125	2mm 具四氟节门塞			
E-S181530	4mm 具四氟节门塞			

可拆卸酸碱通用锥分漏斗

分液漏斗是一种玻璃实验仪器，特别是涉及一种做化学实验用的分液漏斗。包括斗体，盖在斗体上口的斗盖，斗体的下口安装一三通结构的活塞，活塞的两通分别与两下管连接，使用实用，可使实验操作过程利于控制，减少劳动强，当需要分离的液体量大时，只需搬动活塞的三通便可将斗体内的两种液体同时流至下管，无需更换容器便可一次完成。

货号	容量 (mL)	上口径	顶端塞子
E1012060	60	24/29	四氟
E1012125	125	24/29	四氟
E1012250	250	24/29	四氟
E1012500	500	24/29	四氟
E101201L	1000	24/29	四氟





具砂板存储球闪式层析柱

货号	外径 (mm)	内径 (mm)	容量 (mL)	有效长度 (mm)	节门 (mm)	磨口
E-C391720C	17	13.4	100	203	2	24/40
E-C391730C	17	13.4	100	305	2	24/40
E-C391740C	17	13.4	250	457	2	24/40
E-C392620C	26	20	250	203	2	24/40
E-C392625C	26	20	250	254	2	24/40
E-C392630C	26	20	250	305	2	24/40
E-C392640C	26	20	500	457	2	24/40
E-C393220C	32	26	500	203	2	24/40
E-C393225C	32	26	500	254	2	24/40
E-C393230C	32	26	500	305	2	24/40
E-C393240C	32	26	500	457	2	24/40
E-C394620C	46	40	500	203	2	24/40
E-C394625C	46	40	500	254	2	24/40
E-C394630C	46	40	500	305	2	24/40
E-C394640C	46	40	500	457	2	24/40
E-C396020C	60	53	500	203	4	24/40
E-C396025C	60	53	500	254	4	24/40
E-C396030C	60	53	1000	305	4	24/40
E-C396040C	60	53	1000	457	4	24/40
E-C396060C	60	53	1000	610	4	24/40
E-C398020C	80	73	1000	203	4	24/40
E-C398025C	80	73	1000	254	4	24/40
E-C398030C	80	73	1000	305	4	24/40
E-C398040C	80	73	1000	457	4	24/40
E-C398060C	80	73	1000	610	4	24/40

标准配件：

E-S181125	2mm 具四氟节门塞
E-S181530	4mm 具四氟节门塞

以下配件需另行选购：

E-CS002440	24/40 塑料磨口夹
------------	-------------

三角玻璃漏斗(长颈)

货号	上口外径 (mm)	支管外径 (mm)	适配滤纸 (mm)
EHD051	55	8	90
EHD052	65	8	110
EHD053	75	8	125
EHD054	100	9	150

螺口三角瓶 （溶剂过滤器）

滤杯、滤头、螺口三角瓶、铝氧化夹子、GL45转接座杯盖、0.8米橡胶管、滤膜。

货号	容量 (mL)	口径 NS	杯子容量 (mL)
E1017250	250	GL45	300
E1017500	500	GL45	300
E101701L	1000	GL45	300
E101702L	2000	GL45	500
E101703L	3000	GL45	500
E101705L	5000	GL45	500
配件：	配螺口转换抽滤接头：使用滤膜规格47-50mm		



大型螺口试剂瓶（溶剂过滤器）

滤杯、滤头、螺口三角瓶、铝氧化夹子、GL45转接座杯盖、0.8米橡胶管、滤膜。

货号	容量 (mL)	口径 NS	杯子容量 (mL)
ED101702L	2000	GL45	1000
ED101703L	3000	GL45	1000
ED101705L	5000	GL45	1000
ED101710L	10000	GL45	1000
配件：	配螺口转换抽滤接头：使用滤膜规格90-100mm		



三角玻璃漏斗(短颈)

货号	上口外径 (mm)	支管外径 (mm)	适配滤纸 (mm)
EHD047	50	8	90
EHD048	65	8	110
EHD049	75	8	125
EHD050	100	9	150





玻璃培养皿

货号	规格 (mm)	底外径 (mm)	底内径 (mm)	底高 (mm)	盖外径 (mm)	盖内径 (mm)
EHD036	60	60	54	15	65	61
EHD037	75	75	71	16	80	77
EHD038	90	90	86	17	98	97
EHD039	100	97	94	20	107	102
EHD040	120	120	117	24	126	122
EHD041	150	150	146	28	161	157
EHD042	180	180	175	30	191	185



定量培养皿

抗生素效价测定专用培养皿-定量碟子：底平如镜，能和石英玻璃媲美，晶莹透亮，透光率高（象眼镜片）。手工制作，没有个体差异，坚固耐用，不破碎一直用，耐腐蚀，耐老化，耐高温（480℃），不吸附不残留抗生素，能够重复使用，选择平底碟子，是抗生素微生物检定法工作的第一道工序。

货号	规格 (mm)
EMG001	90



低型厚壁烧杯

低型烧杯，有倾倒口，易读刻度线，烧制而成的并具有书写区域，面积大易标记，且经久耐用。杯口无滴漏，壁厚均匀分布，这些特性非常适合加热应用。

产品货号	容量 (mL)	最大直径 (mm)	高度 (mm)	壁厚 (mm)	最小包装 (支/盒)
EHD011	50	44	60	2	12
EHD012	100	51	71	2.5	12
EHD013	150	60	85	2.5	12
EHD014	200	64	96	2.5	12
EHD015	250	68	95	2.5	12
EHD016	300	75	100	2.5	12
EHD017	400	80	110	2.5	12
EHD018	500	84	125	2.5	12
EHD019	600	90	136	3	12
EHD020	800	100	138	3	1
EHD021	1000	108	156	3	1
EHD022	2000	133	193	3	1
EHD023	3000	153	207	3	1
EHD024	4000	168	235	3	1
EHD025	5000	180	270	3	1






低型带盖烧杯

烧杯带盖设计，不仅增加美观，还可以有效的减少液体的飞溅。易读刻度线，烧制而成的并具有书写区域，面积大易标记，且经久耐用。口部鹰嘴设计无滴漏，壁厚均匀分布，这些特性非常适合加热应用。

产品货号	容量 (mL)	最大直径 (mm)	高度 (mm)	壁厚 (mm)	最小包装 (支/盒)
EHD012G	100	51	71	2.5	12
EHD015G	250	68	95	2.5	12
EHD018G	500	84	125	2.5	12



ERTAREE